



ELECTRO BF



PL

INSTRUKCJA

EN

USER MANUAL

CZ

NÁVOD



Środki ostrożności: Przed użyciem sprzętu należy zapoznać się z środkami ostrożności i wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji. Środki ostrożności są podawane dla twojego bezpieczeństwa w celu uniknięcia szkód wyrządzonych innym osobom lub szkód materialnych. Przestrzegając zaleceń możesz używać produkt w sposób poprawny i bezpieczny.

Ostrzeżenie:

- 1. Nie używaj masażera jeśli korzystasz z poniższych przyrządów medycznych, gdyż może to prowadzić do urazu ciała i uszkodzeń sprzętu.**
 - Przyrządy podtrzymania życia tj.: rozrusznik serca i inne temu podobne
 - Sprzęt medyczny typu zastawki serca i inne temu podobne
 - Elektrokardiogram (ECG) i inne temu podobne
- 2. Zabrania się używania sprzętu w niżej wymienionych przypadkach gdyż jego stosowanie może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń skóry**
 - Pacjenci z chorobami serca
 - Kobiety w ciąży i połogu
- 3. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem masażera jeśli dotyczy cię którykolwiek z poniżej wymienionych problemów zdrowotnych:**
 - Silne alergie
 - Pacjenci z gorączką powyżej 38°C
 - Problemy skórne
 - Osoby w trakcie rekonwalescencji
 - Osoby cierpiące na ostre i przewlekłe choroby, złamania, zwichnięcia itp.
 - Osoby posiadające problemy z krzepliwością krwi
 - Osoby cierpiące na osteoporozę oraz nowotwory
 - Epileptycy
 - Osoby z przeciwwskazaniem do stosowania hydrożelu
 - Diabetycy
 - Osoby będące w trakcie leczenia pod nadzorem lekarzy itp.
- 4. Nie używaj sprzętu na niżej wymienionych częściach ciała gdyż może to prowadzić do obrażeń i uszkodzeń skóry**
 - okolice klatki piersiowej, ramion i szyi (głowa, twarz itp.)
 - Uszkodzonych częściach ciała, okolicach intymnych
 - Na gojących się bliznach, na wszczepionych pod skórę aparatach medycznych
 - Na skórę pokrytą tatuażami
- 5. Przestrzegaj poniższych zaleceń celem uniknięcia uszkodzeń, obrażeń itp.:**
 - Nie wkładaj urządzenia do mikrofalówki, piekarnika, nie zbliżaj do ognia
 - Nie używaj sprzętu w inny sposób niż jego przeznaczenie
 - Nie używaj na zwierzętach i dzieciach
 - Nie nakładaj smarów i płynów na urządzenie
 - Nie używaj w trakcie jazdy i podczas ćwiczeń
 - Nie używaj urządzenia w łazience oraz pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze
- 6. Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połamania baterii przez dziecko należy pilnie skontaktować się z lekarzem.**
 - Nie rozkładaj; naprawiaj i nie modyfikuj urządzenia samodzielnie- może to prowadzić do uszkodzeń sprzętu i ciała.
 - Zabezpiecz sprzęt przed upadkiem lub uszkodzeniem.
 - Używanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do obrażeń ciała.
 - Unikaj kontaktu elektronicznych przełączników z metalowymi częściami- może to prowadzić do porażenia prądem.
 - Nie stosuj masażera podczas używania innych sprzętów elektronicznych gdyż może to prowadzić do niepożądanych skutków ubocznych.
 - Jeśli podczas stosowania urządzenia występuje ból, dyskomfort, suchość skóry, drgawki, pieczenie lub inne niepokojące objawy natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z lekarzem, ignorowanie niepokojących objawów może prowadzić do ich nasilenia
 - Wyłącz urządzenie i wyjmij baterie niezwłocznie po pojawieniu się nieprzyjemnego zapachu, wody wewnątrz części elektronicznych lub usłyszeniu niepokojących dźwięków.
 - Ze względów higienicznych urządzenie powinno być używane przez jedną osobę
- 7. Systematycznie sprawdzaj stan akumulatorów dołączonych do zestawów- uszkodzone baterie mogą prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu**
 - Wyłącz urządzenie i wyjmij baterie niezwłocznie po pojawieniu się nieprzyjemnego zapachu, wody wewnątrz części elektronicznych lub usłyszeniu niepokojących dźwięków.
 - Ze względów higienicznych urządzenie powinno być używane przez jedną osobę
 - Jeśli z akumulatora wycieka płyn należy niezwłocznie usunąć baterie z urządzenia i skontaktować się z dystrybutorem
 - Jeśli płyn znajdujący się w akumulatorach dostanie się do oczu należy niezwłocznie przemyć je dużą ilością. I skontaktować się z lekarzem. Pocieranie oczu może prowadzić do ich uszkodzenia.
 - Jeśli płyn znajdujący się w akumulatorach będzie miał kontakt ze skórą należy ją niezwłocznie przemyć dużą ilością wody
 - Zwróć uwagę aby włożyć baterię/ akumulator zgodnie z oznaczeniami na urządzeniu
- 8. Systematycznie sprawdzaj stan nakładek pokrytych hydrożelem – uszkodzone nakładki mogą powodować uszkodzenia ciała**
 - Nie używaj uszkodzonych i brudnych nakładek
 - Nie wyginaj nakładek aby uniknąć ich uszkodzenia
 - Upewnij się czy nakładki ściśle przylegają do skóry, jeśli hydrożel nie będzie przylegać do skóry na jego całej powierzchni może nastąpić koncentracja impulsu elektrycznego w jednym miejscu
 - Przed zdjęciem urządzenia wyłącz je.
 - Upewnij się iż na całej powierzchni elektrody znajduje się żel, miejsce uszkodzone (na którym elektroda nie jest pokryta żelem nie powinno mieć styczności ze skórą)



Lista części zestawu ELECTRO BF:



Zestaw zawiera:

Panel: 3 szt.

Przełącznik: 3 szt.

Instrukcja obsługi: 1 szt.

Przed użyciem umieść baterie (2*AAA)
w przełącznikach

Uwaga: baterie nie są dołączone do zestawu!

Przyciski:



Ostrzeżenie:

- Urządzenie należy włączać dopiero po jego właściwym umiejscowieniu na ciele oraz wyłączać przed zdjęciem. Po zakończeniu użytkowania odepnij przełączniki z nakładki stymulującej
- Jeśli podczas stosowania urządzenia występuje ból, dyskomfort, suchość skóry, drgawki, pieczenie lub inne niepokojące objawy natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z lekarzem,
- Nadmierne i długotrwałe użytkowanie urządzenia może prowadzić do zaczerwienienia i nadmiernego zmęczenia mięśni
- Należy zdjąć biżuterię przed rozpoczęciem ćwiczeń
- Należy zdjąć zegarek i odsunąć od ciała inne urządzenia elektroniczne na bezpieczną odległość w celu uniknięcia porażenia prądem i zwarć w urządzeniach
- Nie zakładaj urządzenia na skórę pokrytą kremem lub innymi lubrykantami- może to prowadzić do zmniejszenia przyczepności nakładek z żelą przewodzącym
- Nakładki będą miały lepszą przyczepność w miejscach pozbawionych owłosienia- nie należy jednak stosować urządzenia na podrażnioną skórę w dzień usuwania owłosienia
- Nie nagrzewaj i nie studź urządzenia- może to prowadzić do jego deformacji i uszkodzeń
- Przed użyciem masażera umyj dokładnie część ciała, na którą ma on być założony
- Produkt nie jest wodoodporny

Baterie:

Przestrzegaj poniższych wskazówek dotyczących baterii/ akumulatorów

- Jeśli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas- wyjmij z niego baterie
- Nie używaj przeterminowanych baterii
- Nie dotykaj baterii mokrymi rękoma
- Użyj baterii AAA; CR2032 lub akumulatorów
- W miarę użytkowania urządzenia impulsy będą słabnąć co jest spowodowane mniejszą żywotnością baterii- jeśli zauważysz iż urządzenie nie pracuje z taką samą mocą jak na początku użytkowania wymień baterie na nowe lub naładuj akumulator



Wymiana baterii:

1. Otwórz klappkę zabezpieczającą znajdującą się na tylnej ścianie przekaźnika
2. Wsuń baterie w odpowiednie miejsce „+” do góry
3. Wsuń klappkę zabezpieczającą

Postępowanie z żelą przewodzącym:

- Nie używaj nakładek żelowych z widocznym uszkodzeniem, zużytych lub brudnych,
 - Postępowanie jest takie same w przypadku małych i dużych nakładek
 - Jeśli nakładki są źle przymocowane, urządzenie nie będzie działać w poprawny sposób
1. **Żel przewodzący zużywa się w trakcie użytkowania, wymień nakładkę z żelą, gdy:**
 - Żel straci swoją lepkość
 - Jakość żelu widocznie się pogorszyła
 2. **Podczas użytkowania urządzenia:**
 - przechowuj nakładki w suchym i chłodnym miejscu z dala od promieni słonecznych i wysokiej temperatury aby nie uszkodzić żelu
 - nie odkładaj nakładek na brudne podłoże, zanieczyszczone nakładki mogą prowadzić do dyskomfortu w trakcie ćwiczeń
 - W zależności od częstotliwości użytkowania, stanu skóry i przechowywania żel może stracić przyczepności po około 25- 30 użyciach- w takiej sytuacji sprawdź kroki postępowania przy czyszczeniu urządzenia
 - Jeśli żel przyklei się do ubrania nie zrywaj go- nanieś niewielką ilość wody na materiał i delikatnie pociągnij.
 3. **Wymiana nakładki żelowej**
 - I. Usuń zabrudzoną lub uszkodzoną nakładkę.
 - II. Nanieś nową nakładkę

Sposób użytkowania:

1. Wyjmij urządzenie z folii
2. Przypnij przekaźnik
3. Usuń folię zabezpieczającą urządzenie
4. Umieść urządzenie na ciele

Intensywność

Urządzenie posiada 6 trybów pracy i 10 poziomów intensywności.

UWAGA: Wszystkie 3 nakładki mogą być używane jednocześnie.

Zdejmowanie urządzenia:

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone a następnie delikatnie je odklej.
 - Postaraj się nie dotykać żelu palcami.
 - Umieść folię zabezpieczającą na urządzeniu a następnie umieść je w etui, jeśli nakładki żelowe są zabrudzone należy je wymienić.
1. Po zakończonym treningu odklej delikatnie nakładki z ciała
 2. Umieść folię zabezpieczającą na urządzeniu a następnie umieść je w etui
 3. Przed zdjęciem urządzenia, wyłącz je.

Jeśli pozostałości żelu znajdują się na twojej skórze zetrzyj je przy pomocy wody z mydłem- długotrwałe pozostawienie żelu na skórze może prowadzić do podrażnień.

Poprawny sposób zdejmowania urządzenia: Chwyć za górną część urządzenia i delikatnie odklej

Niewłaściwy sposób zdejmowania urządzenia: Chwytanie za 1 róg i silne pociągnięcie części nakładki

Konserwacja i przechowywanie

1. Umieść urządzenie na folii ochronnej po zakończonym treningu
 - Nie zginaj i nie sklejać nakładek żelowych ze sobą
 - Nie przyciskaj nakładek żelowych do folii ochronnej z dużą siłą
 - Nie zginaj folii ochronnej
 -
2. Schowaj urządzenie do etui po zakończonym treningu
 - Dbaj o czystość folii ochronnej i etui
 - Unikaj ekspozycji na wysoką temperaturę
 - Używaj urządzenie tylko w celu do którego został stworzony
 - Przechowuj urządzenie z dala od ognia
 - Wyjmij baterie z urządzenia jeśli nie jest używane przez dłuższy czas (ok 1 miesiąca)



Utylizacja

Urządzenie należy zutylizować w sposób zgodny z prawem terytorium na którym się znajduje. W przypadku długotrwałego użytkowania należy wymienić części zużywające się lub zniszczone i zutylizować je.

Upewnij się że urządzenie jest wyłączone przed jego konserwacją.

- Nie myj urządzenia wodą
- Nie używaj zmywaczy do czyszczenia urządzenia
- Przed dotknięciem nakładek żelowych umyj ręce
- W celu uniknięcia uszkodzeń i zadrapań do czyszczenia urządzenia używać zwilżonej ściereczki.
- Jeśli zabrudzenia są duże użyj do jego czyszczenia ściereczki zamoczonej w wodzie z delikatnym płynem myjącym
- Po czyszczeniu umieść urządzenie w chłodnym suchym miejscu.
- Jeśli żel jest zabrudzony nastąpi trudność w jego przyklejeniu do ciała, w takiej sytuacji postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
- Nanieś kilka kropelek wody na palec i rozetrzyj na nakładce żelowej w celu usunięcia zabrudzenia
- Następnie pozostaw nakładkę do wyschnięcia w chłodnym i suchym miejscu skierowaną żelem do góry
- Nałóż folię ochronną gdy żel wyschnie

Możliwe problemy i ich rozwiązanie

Problem	Powód	Postępowanie naprawcze
Urządzenie nie włącza się	Baterie nie znajdują się w urządzeniu	Włóż baterie do urządzenia
	Niepoprawnie włożona bateria	Umieść baterię „+” do góry
	Baterie jest wyładowana	Wymień baterię
	Baterie jest zużyta	
	Niewłaściwa bateria	Użyj baterii CR2032
Nie czuję impulsu	Żel nie przylega do skóry	Upewnij się że nie ma wolnej przestrzeni między żelem a skórą
	Nakładka żelowa jest uszkodzona	Wymień nakładkę żelową
	Żel jest zabrudzony	Wyczyść nakładkę żelową
Impuls jest za słaby	Poziom intensywności jest niski	Zwiększ intensywność impulsu
	Niski poziom mocy	Wymień baterię
	Nakładka żelowa jest uszkodzona	Wymień nakładkę żelową
	Żel jest zabrudzony	Wyczyść nakładkę żelową
Impuls jest zbyt silny	Poziom intensywności jest za wysoki	Zmniejsz poziom intensywności
	Żel nie przylega do skóry	Upewnij się że nie ma wolnej przestrzeni między żelem a skórą
Nagłe zaprzestanie pracy urządzenia	Bateria jest rozładowana	Wymień baterię
Problem	Powód	Postępowanie naprawcze
Urządzenie nie przykleja się do ciała	Nakładka żelowa jest zabrudzona	Wyczyść nakładkę żelową
	Nakładka żelowa jest uszkodzona	Wymień nakładkę żelową
Skóra robi się zaczerwieniona i drażliwa	Nakładka żelowa jest niewłaściwie przyklejona do skóry	Upewnij się że nie ma wolnej przestrzeni między żelem a skórą
	Nakładka żelowa jest sucha i brudna	Wyczyść nakładkę żelową
	Nakładka żelowa jest uszkodzona	Wymień nakładkę żelową

Jeśli powyższe sugestie nie znajdują zastosowania upewnij się czy baterie przylega prawidłowo w miejscu styku i dociśnij kłapkę zabezpieczającą









Żel zużywa się w trakcie ćwiczeń – zakup nową nakładkę jeśli urządzeniu tego wymaga. Jeśli problemy a urządzeniem nadal się pojawiają zaprzestań jego użytkowania i skontaktuj się z dystrybutorem

Specyfikacja techniczna modelu Electro BF:

Waga	57,4 g
Wymiar	210x100x23 mm
Wydajność	Max. 9,8mA
Częstotliwość	1~ 100Hz
Napięcie	Alkine 1.5V AAAX2EA



Programy



**EN**


Precautions: Study the precautions and instructions included in this manual before using the equipment. Safety instructions are provided for your own safety in order to avoid harm to other persons as well as damages to property. Following these recommendations ensures correct and safe use of the product.

Warning:

1. **Do not use the massager if you use the following medical devices because it can cause injuries of your body and damage to the equipment.**
 - Life support devices, i.e. pacemaker and similar devices
 - Medical equipment such as heart valves and similar devices
 - Electrocardiogram (ECG) and similar devices
2. **It is forbidden to use the equipment in the following cases, since its use can lead to injuries and skin damage**
 - Patients with heart diseases
 - Pregnant women and postpartum women
3. **Consult your physician before using the massager if any of the following health problems applies to your situation:**
 - Severe allergies
 - Patients with temperature over 38°C
 - Skin problems
 - People during recovery
 - People suffering from acute or long-lasting diseases, bone fractures, sprains, etc.
 - People having problems with blood clotting
 - People with osteoporosis and cancer
 - Epileptics
 - People with a contraindication to use hydrogel
 - Diabetics
 - People in the course of medical treatment monitored by doctors, etc.
4. **Do not use the equipment on the following body parts since it can cause injuries and other damages**
 - Chest, arms, neck and their vicinity (head, face, etc.)
 - Injured body parts, intimate parts
 - Curing scars, on medical devices placed under your skin
 - On tattooed skin
5. **Proceed according to the following instructions in order to avoid damages, injuries, etc.:**
 - Do not put the device into a microwave, oven, do not bring it close to fire
 - Do not use the equipment against its intended purpose
 - Do not use it on animals and children
 - Do not put any lubricates and liquids on the device
 - Do not use it when driving or exercising
 - Do not use the device in the bathroom and rooms of increased temperature
6. **The product is intended for adults only. The product should be kept beyond the reach of children. Contact a doctor immediately if the battery is swallowed by a child.**
 - Do not dismantle, repair and modify the device on your own – you may damage the equipment as well as bodily harm.
 - Protect the equipment against falling or damage.
 - The use of damaged equipment can result in injuries.
 - Avoid the contact of electric transmitters with metal parts – it can lead to electric shock.
 - Do not use the massager when using other electronic devices since it can result in undesired side effects.
 - Stop using the product immediately and consult your physician if any of the following symptoms appear when you use the product: pain, discomfort, skin dryness, convulsions, burning sensation or other worrying symptoms. Ignored problems can get more serious.
 - Switch off the device and remove the batteries immediately after you notice unpleasant smell, water inside electronic parts or any disturbing sounds.
 - For hygienic reasons the device shall be used by one person only
7. **Check the condition of batteries included in the sets on regular basis – damaged batteries can cause injuries or damage the equipment**
 - Switch off the device and remove the batteries immediately after you notice unpleasant smell, water inside electronic parts or any disturbing sounds.
 - For hygienic reasons the device shall be used by one person only
 - If the liquid leaks from the battery, remove the battery immediately from the device and contact the distributor
 - If the liquid from the batteries gets into your eyes, immediately wash your eyes with a lot of water. And contact your physician. Rubbing your eyes can lead to their injury.
 - If the liquid from the batteries comes into contact with your skin, immediately wash your skin with a lot of water.
 - Make sure that the battery is installed according to symbols on the device
8. **Check the condition of hydrogen-covered pads on regular basis – damaged pads can cause injuries**
 - Do not use damaged or dirty pads
 - Do not bend the pads in order to avoid their damage
 - Make sure that the pads stick closely to your skin. If the hydrogel does not touch the skin with its all surface, electrical impulse can be concentrated in one spot only.
 - Switch off the device before taking it off.
 - Make sure that the whole surface of the electrode is covered with gel. Damaged spot (where the electrode is not covered with gel) should not contact your skin



List of parts from Electro BF:



Set includes:
Panel: 3 pcs.
Transmitter: 3 pcs.
Use manual: 1 pc.

Before using the equipment, put batteries (2*AAA) in transmitter

Note: Batteries are not included

Keys:



Warning:

- The device should be switched on only after it has been correctly placed on the body and it should be switched off before it is taken off. After you finish using the product, detach the transmitters from stimulating pad
- Immediately stop using the product and consult your physician if any of the following symptoms appear when you use the product: pain, discomfort, skin dryness, convulsions, burning sensation or other worrying symptoms.
- Excessive and long-lasting use of the device can lead to reddening of skin and exhaustion of muscles
- Take off jewellery before starting your exercise
- Remove your watch and put other electronic equipment at a safe distance from your body in order to avoid electric shock and short circuit in the devices
- Do not use the device on skin covered with cream or other lubricants – it can reduce grip of the pads with conductive gel
- The pads will stick better to hair-free spots – however, the device cannot be used on irritated skin on the day the hair has been removed
- Do not heat and cool the equipment – it can result in its deformation and damage
- Before using the massager, wash carefully the part of your body where it will be used
- The product is not waterproof.

Batteries:

Proceed according to the following instructions concerning batteries

- If the device is not used for a long period of time, remove the batteries.
- Do not use outdated batteries.
- Do not touch the batteries with wet hands.
- Use AAA, CR2032 batteries or battery packs
- Batteries wear out faster in rooms with low temperature
- The longer the device is used, the weaker impulses will be. This is caused by reduced battery capacity. If you notice that the device is not working with the same output as when you started using it, replace the batteries or charge them.



Battery replacement:

1. **Open the protective cover on the back side of the transmitter**
2. **Insert the battery in its proper place with “+” side up**
3. **Insert the protective cover**

How to use conductive gel:

- Do not use gel pads that have visible damages, are worn-out or dirty,
 - The same procedure applies to small and big pads
 - If the pads are incorrectly attached, the device will not work properly
1. **Conductive gel wears out during the product use. Replace a gel pad when:**
 - The gel loses its viscosity
 - The gel quality is significantly worsened
 2. **When using the device:**
 - store the pads in a dry and cool place, away from sunlight and high temperatures which might destroy the gel
 - do not put pads on dirty surface. Dirty pads can cause discomfort during exercise
 - Depending on the frequency of use, skin condition and storage, the gel can lose its viscosity after it is used 25-30 times. In such case, follow the procedure for cleaning the device.
 - If the gel sticks to your clothes, do not tear it off. Wet the fabric slightly and gently pull the gel.
 3. **Replacement of a gel pad**
 - I. Remove dirty or damaged pad
 - II. Install a new pad

Method of use:

1. **Take the product out of its case (if included)**
2. **Attach a transmitter**
3. **Remove protective foil from the device**
4. **Place the device on the body**

Intensity

The device offers 6 work modes and 10 levels of intensity.

NOTE: All 3 pads can be used at the same time.

Device removal

- Make sure that the device is switched off and then pull it gently to take it off.
- Try not to touch gel with your fingers.
- Put protective foil on the device and put the device in its case. If the gel pads are dirty, replace them.

1. After completed your training, gently detach the pads from your body
2. Put protective foil on the device and put the device in its case
3. Switch off the device before taking it off.

If there are gel traces on your skin, wipe them off with water and soap. If the gel remains on your skin too long, the skin might get irritated.

Correct way to take off the device: Grab the top part of the device and detach it gently

Incorrect way to take off the device: Grabbing one corner and pulling the pad by a part

Maintenance and storage

1. Place the device on protective foil after completed workout.
 - Do not fold gel pads or glue them together
 - Do not press hard the gel pads to protective foil
 - Do not fold the protective foil
2. Put the device into its case after completed workout
 - Make sure the protective foil and the case are clean
 - Avoid exposure to high temperature
 - Use the device only according to its intended purpose
 - Store the device far away from fire
 - Remove the batteries from the device if it is not used for a longer period of time (about 1 month)



Disposal

The device shall be disposed according to local laws on the territory where it remains. In case of long-time use, fast wearing or damaged parts should be replaced and disposed.

Make sure that the device is switched off before its maintenance.

- Do not wash the device with water.
- Do not use removers to clean the device
- Wash your hands before touching gel pads
- Use a slightly wet cloth for cleaning in order to avoid damaging or scratching the device.
- If the device is very dirty, use a water-wetted cloth with gentle washing liquid to clean it.
- After cleaning, put the device in a cool, dry area.
- If gel is dirty, it will be difficult to stick it to your body. In such case, proceed according to the following steps:
 - Put a few drops of water on your finger and smear them on the gel pad to remove dirt
 - Next, leave the pad to dry in a cool and dry area. Put it with the gel side up
 - Put protective foil on the device when the gel is dry









Possible problems and troubleshooting

Problem	Reason	Repair procedure
The device does not switch off	There are no batteries in the device	Insert the battery
	Battery is not correctly installed	Put the battery with "+" up
	Battery is empty	Replace the battery
	Battery is worn out	
	Incorrect battery	Use battery CR2032
I don't feel any impulse	Gel does not stick to your skin	Make sure there is no gap between the gel and your skin
	Gel pad is damaged	Replace the gel pad
	Gel is dirty	Clean the gel pad
Impulse is too weak	Intensity level is too low	Increase the impulse intensity
	Low power level	Replace the battery
	Gel pad is damaged	Replace the gel pad
	Gel is dirty	Clean the gel pad
	Intensity level is too high	Reduce the intensity level
Impulse is too strong	Gel does not stick to your skin	Make sure there is no gap between the gel and your skin
	Battery is empty	Replace the battery
The device stops working suddenly	Battery is empty	Replace the battery
Problem	Reason	Repair procedure
The device does not stick to the body	Gel pad is dirty	Clean the gel pad
	Gel pad is damaged	Replace the gel pad
	Gel pad is not glued correctly to the skin	Make sure there is no gap between the gel and your skin
Skin turns red and irritated	Gel pad is dry and dirty	Clean the gel pad
	Gel pad is damaged	Replace the gel pad

If the above suggestions are not applicable, make sure that there is a required point of contact with the battery and press the protective flap. Gel is gets worn out during exercise – buy a new pad if needed. If the problems with the device continue, stop using it and contact distributor.

Technical specification of Electro BF:

Weight	57.4 kg
Dimensions	210x100x23 mm
Output	Max. 9.8mA
Frequency	1~ 100 Hz
Voltage	Alkaline 1.5V AAAX2EA






Bezpečnostní opatření: Před použitím zařízení je potřeba seznámit se s bezpečnostními opatřeními a pokyny obsaženými v tomto návodu. Bezpečnostní opatření jsou uvedena pro Vaši bezpečnost, aby nedošlo k poškození jiných osob nebo k poškození majetku. Díky těmto radám můžete produkt používat správně a bezpečně.

Varování:

1. **Nepoužívejte masážní zařízení, pokud používáte níže uvedená lékařská zařízení, neboť by to mohlo vést ke zranění těla a poškození zařízení.**
 - Zařízení pro podporu života tj.: kardiostimulátor a jiné tomu podobné
 - Lékařské vybavení typu srdeční chlopeč a jiné tomu podobné
 - Elektrokardiograf (EKG) a jiné tomu podobné
2. **Je zakázáno používat zařízení v následujících případech, protože jejich použití může vést k poranění a poškození pokožky**
 - Pacienti se srdečním onemocněním
 - Těhotné a rodící ženy
3. **Pokud se Vás týká některý z následujících zdravotních problémů, obraťte se na lékaře a konzultujte s ním použití masážního přístroje:**
 - Silná alergie
 - Horečka nad 38°C
 - Kožní problémy
 - Osoby během rekonvalescence
 - Osoby trpící akutními a chronickými nemocemi, zlomeninami, podvrtnutím atd.
 - Osoby se špatnou srážlivostí krve
 - Osoby trpící osteoporózou a rakovinou
 - Epileptici
 - Osoby s kontraindikací pro použití hydrogelu
 - Diabetici
 - Osoby podstupující léčbu pod dohledem lékaře atd.
4. **Nepoužívejte zařízení na níže uvedených částech těla, protože by mohlo dojít ke zranění a poškození pokožky**
 - Okolí hrudníku, paží a krku (hlava, tvář atd.)
 - Poškozené části a intimní části těla
 - Hojící se jizvy, místa podkožních implantátů
 - Potetovaná kůže
5. **Dodržujte následující opatření, abyste zabránili poškození, zranění atd.:**
 - Nevkládejte zařízení do mikrovlnné trouby, trouby a nepřibližujte ho k ohni
 - Nepoužívejte zařízení k jinému účelu, než ke kterému je určeno
 - Nepoužívejte zařízení u zvířat nebo dětí
 - Na zařízení nepoužívejte mazadla nebo kapaliny
 - Nepoužívejte zařízení během jízdy a cvičení
 - Nepoužívejte zařízení v koupelně nebo místnostech se zvýšenou teplotou
6. **Produkt je určen výlučně pro osoby dospělé. Produkt přechovávejte mimo dosah dětí. V případě spolknutí baterie dítětem, se okamžitě poradte s lékařem.**
 - Nerozkládejte, neopravujte a neupravujte zařízení sami – mohlo by dojít k poškození zařízení nebo úrazu těla.
 - Zabezpečte zařízení před pádem nebo poškozením.
 - Používání poškozeného zařízení může vést k poranění těla.
 - Vyhněte se kontaktu elektronického relé s kovovými částmi – mohlo by dojít k úrazu proudem.
 - Nepoužívejte masážní přístroj během používání jiných elektronických zařízení, neboť by mohlo dojít k nežádoucím vedlejším účinkům.
 - Pokud se během používání objeví bolesti, diskomfort, suchá pokožka, záchvaty, pálení nebo jiné znepokojující příznaky, přerušete okamžitě jeho používání a poradte se s lékařem. Ignorování znepokojujících příznaků může vést k jejich zesílení.
 - Vypněte zařízení a vytáhněte baterii ihned po objevení se nepříjemného zápachu, vody uvnitř elektronických částí nebo po uslyšení znepokojujících zvuků.
 - Z hygienických důvodů by zařízení nemělo být používáno více než jednou osobou.
7. **Systematicky kontrolujte stav baterie, která je součástí setu – poškozená baterie může vést k úrazům těla nebo poškození zařízení**
 - Vypněte zařízení a vytáhněte baterii ihned po objevení se nepříjemného zápachu, vody uvnitř elektronických částí nebo po uslyšení znepokojujících zvuků.
 - Z hygienických důvodů by zařízení nemělo být používáno více než jednou osobou
 - Pokud z baterie vytéká tekutina, okamžitě ji odstraňte ze zařízení a obraťte se na distributora
 - Pokud se tekutina z baterie dostane do očí, okamžitě si je vypláchněte velkým množstvím vody a kontaktujte lékaře. Třením očí může dojít k jejich poškození.
 - Pokud tekutina z baterie přijde do kontaktu s pokožkou, ihned ji omyjte velkým množstvím vody
 - Dbejte, abyste baterii vložili do zařízení v souladu s označením.
8. **Systematicky kontrolujte stav polštářků pokrytých hydrogelem – poškozené polštářky mohou vést k úrazům těla**
 - Nepoužívejte poškozené nebo špinavé polštářky
 - Neohýbejte polštářky, aby nedošlo k jejich poškození
 - Ujistěte se, že polštářky těsně přiléhají k pokožce, pokud hydrogel nepřilne k pokožce může dojít ke koncentraci elektrického impulsu na jednom místě
 - Před sundáním zařízení ho vypněte
 - Ujistěte se, že se na celém povrchu elektrody nachází gel, poškozené místo (místo, kde elektroda není pokryta gelem), by nemělo být v kontaktu s pokožkou.



Seznam částí setu Electro BF:



Set obsahuje:
Polštářek: 3 ks
Vysílač: 3 ks
Návod: 1 ks

Před použitím umístěte baterie (2*AAA) do vysílače

Pozor: Baterie nejsou součástí setu

Tlačítka:



Varování:

- Zařízení by mělo být zapnuto teprve po jeho správném umístění na tělo a vypnuto před jeho sejmutím. Po ukončení užívání odepněte vysílač ze stimulačních polštářků
- Pokud se během používání objeví bolesti, diskomfort, suchá pokožka, záchvaty, pálení nebo jiné znepokojující příznaky, přerušete okamžitě jeho používání a poraďte se s lékařem,
- Nadměrné a dlouhodobé používání zařízení může vést k zarudnutí kůže a nadměrné únavě svalů
- Před započetím užívání zařízení si sundejte všechny šperky
- Sundejte si hodinky a odložte ostatní elektronická zařízení od těla do bezpečné vzdálenosti za účelem vyhnout se úrazu proudem a zkratu zařízení
- Neumísťujte přístroj na pokožku pokrytou krémem nebo lubrikanty – může to vést ke snížení přilnavosti polštářku s vodivým gelem
- Polštářky budou mít lepší přilnavost v místech bez ochlupení (oholených místech) – zařízení by však nemělo být použito v místech, která byla ten den oholena
- Nezhřívejte a neochlazujte zařízení. Může to vést k jeho deformaci a poškození
- Před použitím masážního zařízení omyjte důkladně část těla, na kterou ho budete aplikovat
- Produkt není voděodolný

Baterie:

Dodržujte níže uvedené pokyny týkající se baterie

- Pokud není zařízení delší dobu používáno, vytáhněte z něj baterii
- Nepoužívejte baterii po datu expirace
- Nedotýkejte se baterie mokřýma rukama
- Použijte baterii AAA; CR2032 nebo akumulátor
- V místnostech s nízkou teplotou se baterii rychleji zkracuje životnost
- V průběhu užívání budou impulsy slábnout, což je způsobeno nižší životností baterie- pokud si všimnete, že zařízení nefunguje tak, jako na začátku, vyměňte baterii za novou nebo nabijte akumulátor



Výměna baterie:

1. Otevřete bezpečnostní krytku nacházející se na zadní části vysílače
2. Vložte baterie na příslušné místo „+“ nahoru
3. Nasadte bezpečnostní krytku

Manipulace s vodivým gelem:

- Nepoužívejte gelové polštářky, které jsou viditelně poškozené, opotřebené nebo znečištěné,
 - Manipulace je stejná jak pro malé, tak pro velké polštářky
 - Pokud jsou polštářky špatně připevněné, nebude zařízení správně fungovat
1. **Vodivý gel se spotřebovává užíváním. Vyměňte polštářek s gelem když:**
 - gel ztrácí svou přilnavost
 - se jakost gelu viditelně zhoršila
 2. **Během používání zařízení:**
 - Přechovávejte polštářky na suchém a chladném místě, daleko od přímého slunečního záření a vysokých teplot, aby nedošlo k poškození gelu
 - Neodkládejte polštářky na znečištěný povrch, znečištěné polštářky mohou vést k diskomfortu během cvičení
 - V závislosti od frekvence užívání, stavu pokožky a přechovávání, může gel ztratit přilnavost po cca 25-30 použitích – v takovém případě zkontrolujte kroky pro údržbu zařízení
 - Pokud se gel přilepí k oblečení, nestrhávejte ho – naneste na oblečení trochu vody a lehce potáhněte.
 3. **Výměna gelového polštářku**
 - I. Odstraňte znečištěný nebo poškozený polštářek
 - II. Použijte nový překryv

Způsob užívání:

1. Vytáhněte zařízení z taštičky (pokud je součástí setu)
2. Připněte vysílač
3. Odstraňte bezpečnostní fólii zařízení
4. Umístěte zařízení na tělo

Pracovní režim a intenzita

Zařízení má 6 pracovních režimů do 10 úrovní intenzity

POZOR: Všechny 3 polštářky mohou být použity zároveň.

1. Sundávání zařízení
 - Ujistěte se, že jste zařízení vypnuli a poté je jemně odlepte.
 - Nedotýkejte se gelu prsty.
 - Umístěte bezpečnostní fólii na zařízení a poté ho dejte do taštičky. Pokud jsou gelové polštářky znečištěné, je potřeba je vyměnit.
1. Po ukončení tréninku jemně odlepte polštářky z těla
2. Umístěte bezpečnostní fólii na zařízení a dále ho dejte do taštičky
3. Před sundáním zařízení ho vypněte.

Pokud se zbytky gelu nacházejí na Vaší kůži, setřete je pomocí vody s mýdlem – dlouhodobé ponechání gelu na pokožce může způsobit její podráždění.

Správný způsob sundávání zařízení: Chytněte horní část zařízení a jemně ho odlepte

Nesprávný způsob sundávání zařízení: Chytnutí za jeden roh a silné potáhnutí části polštářku

Údržba a přechovávání

1. Umístěte zařízení na bezpečnostní fólii po skončení cvičení
 - Neohýbejte a neslepujte gelové polštářky dohromady
 - Netiskněte gelové polštářky k bezpečnostní fólii příliš silně
 - Neohýbejte bezpečnostní fólii
2. Schovejte zařízení po cvičení do taštičky
 - Dbejte o čistotu bezpečnostní fólie a taštičky
 - Vyhýbejte se vystavení vysoké teplotě
 - Používejte zařízení jenom k účelu, ke kterému bylo určeno
 - Přechovávejte zařízení v dostatečné vzdálenosti od ohně
 - Vyměňte baterii ze zařízení, pokud není delší dobu používáno (cca 1 měsíc)



Likvidace

Zařízení musí být zlikvidováno v souladu s platnými zákony oblasti, ve které se nachází. V případě dlouhodobého používání zařízení je potřeba vyměnit opotřebované nebo zničené části a zlikvidovat je.

Ujistěte se, že je zařízení před údržbou vypnuto.

- Neomývejte zařízení vodou
- Nepoužívejte mycí prostředky k čištění zařízení
- Před dotknutím se gelových polštářků si umyjte ruce
- Abyste zabránili poškození a poškrábání zařízení, používejte k jeho čištění vlhký hadřík.
- Pokud je znečištění silné, použijte k jeho čištění hadřík namočený ve vodě s jemným čisticím prostředkem
- Po čištění umístěte zařízení na chladné a suché místo.
- Pokud je gel znečištěný, bude obtížné jej přilepit k tělu, v takovém případě postupujte dle kroků níže:
- Naneste několik kapek vody na prst a rozetřete je po gelovém polštářku za účelem odstranění znečištění
- Dále ponechte polštářek, do okamžiku uschnutí, na chladném a suchém místě, otočený gelovou stranou nahoru
- Nasadte bezpečnostní fólii, dokdy gel neuschne

Možné problémy a jejich řešení

Problém	Důvod	Způsob řešení
Zařízení nelze zapnout	V zařízení není baterie	Vložte baterii do zařízení
	Baterie je špatně vložena	Umístěte baterii „+“ nahoru
	Baterie je vybitá	Vyměňte baterii
	Baterie je spotřebovaná	
	Nesprávná baterie	Použijte baterii CR2032
Necitelný impuls	Gel nepřilnul ke kůži	Ujistěte se, že mezi gelem a kůží není volný prostor
	Gelový polštářek je poškozený	Vyměňte gelový polštářek
	Gel je znečištěný	Očistěte gelový polštářek
Impuls je slabý	Úroveň intenzity je nízká	Zvyšte intenzitu impulsu
	Nízká úroveň napětí	Vyměňte baterii
	Gelový polštářek je poškozený	Vyměňte gelový polštářek
	Gel je znečištěný	Očistěte gelový polštářek
Impuls je příliš silný	Úroveň intenzity je příliš vysoká	Snižte úroveň intenzity
	Gel nepřilnul ke kůži	Ujistěte se, že mezi gelem a kůží není volný prostor
Náhle přerušení práce zařízení	Baterie je vybitá	Vyměňte baterii
Problém	Důvod	Způsob řešení
Zařízení se nechce přilepit k tělu	Gelový polštářek je znečištěný	Očistěte gelový polštářek
	Gelový polštářek je poškozený	Vyměňte gelový polštářek
Kůže je zarudlá a podrážděná	Gelový polštářek je špatně přilepený ke kůži	Ujistěte se, že mezi gelem a kůží není volný prostor
	Gelový polštářek je suchý a znečištěný	Očistěte gelový polštářek
	Gelový polštářek je poškozený	Vyměňte gelový polštářek

Pokud se výše uvedené pokyny nedají použít, pak se ujistěte, že baterie dobře doléhá v místě kontaktu a přitiskněte bezpečnostní krytku.









Gel se opotřebovává během cvičení – kupte si nový polštářek, pokud to zařízení potřebuje. Pokud problémy se zařízením nadále přetrvávají, ukončete jeho využívání a kontaktujte distributora.

Technická specifikace modelu Electro BF:

Hmotnost	57,4 g
Rozměry	210x100x23 mm
Výkon	Max. 9,8mA
Frekvence	1~ 100Hz
Napětí	Alkine 1.5V AAAX2EA



Programy





PL: Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Zgodnie z Dyrektywą WEEE o sposobie gospodarowania zużytymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, dla tego typu sprzętu należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź odzysku, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. W tym celu należy skontaktować się z punktem w którym urządzenie zostało nabyte, lub z przedstawicielami władz lokalnych. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

EN: The marking of the equipment with the crossed-out waste container symbol indicates that it is prohibited to place used electrical and electronic equipment with other waste. According to the WEEE Directive on the management of used electrical and electronic waste, separate disposal methods must be used for this type of equipment.

The user who intends to dispose of this product is obliged to take it to a collection point for used electrical and electronic equipment, thus contributing to reuse, recycling or recovery and thus to the protection of the environment. To do this, please contact the point from which the appliance was purchased or your local authority. Hazardous components contained in electronic equipment may cause long-term adverse effects on the environment, as well as harmful effects on human health.

CZ: Označení zařízení symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpad znamená, že je zakázáno odkládat použitá elektrická a elektronická zařízení společně s jiným odpadem. Podle směrnice WEEE o nakládání s použitým elektrickým a elektronickým odpadem je nutné pro tento typ zařízení používat oddělené metody likvidace.

Uživatel, který hodlá tento výrobek zlikvidovat, je povinen jej odevzdat na sběrném místě pro použitá elektrická a elektronická zařízení, čímž přispěje k opětovnému použití, recyklaci nebo využití, a tím i k ochraně životního prostředí. Za tímto účelem se obraťte na místo, kde byl spotřebič zakoupen, nebo na místní úřad. Nebezpečné součásti obsažené v elektronických zařízeních mohou způsobit dlouhodobé nepříznivé účinky na životní prostředí i škodlivé účinky na lidské zdraví.

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa artykułu:.....
Kod EAN:.....
Data sprzedaży:.....

WARUNKI GWARANCJI:

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na terytorium RP na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Gwarancja będzie respektowana przez sklep lub serwis po przedstawieniu przez klienta:
 - czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczęcią sprzedaży oraz podpisem sprzedawcy,
 - ważnego dowodu zakupu sprzętu z datą sprzedaży / rachunku, reklamowanego towaru.
3. Ewentualne wady i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym będą naprawiane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty dostarczenia towaru do serwisu.
4. W przypadku konieczności sprowadzenia części z importu okres naprawy może się wydłużyć o czas niezbędny do ich sprowadzenia jednak nie dłużej niż o 90 dni.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,
 - uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania,
 - niewłaściwy montaż i konserwacja,
 - uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska itp.
6. Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - upływu terminu ważności,
 - samodzielnych napraw,
 - nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji.
7. Produkt oddany do naprawy powinien być kompletny i czysty. W przypadku stwierdzenia braków serwis ma prawo odmówić przyjęcia do naprawy. W przypadku dostarczenia brudnego produktu serwis może odmówić jego przyjęcia lub też na koszt klienta za jego pisemną zgodą dokonać czyszczenia.
8. Gwarancją nie są objęte czynności związane z montażem, konserwacją, które zgodnie z instrukcją obsługi użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
9. Gwarant informuje również, że prowadzi serwis pogwarancyjny.
10. Towar powinien być zabezpieczony do wysyłki.
11. W celu skorzystania z gwarancji, przestrzegaj procedury zamieszonej na stronie internetowej:
<https://serwis.abisal.pl/>

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

SPRZĘT NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU W CELACH REHABILITACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH.

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW

L.p.	Data zgłoszenia	Data wydania	Przebieg napraw	Podpis odbierającego (sklep, właściciel)

GUARANTEE CARD

Article name:.....

EAN code:.....

Date of sale:

GUARANTEE TERMS:

1. The Seller, on behalf of the Guarantor, provides a guarantee in the territory of the Republic of Poland for a period of 24 months from the date of sale.
2. The guarantee will be honoured by the shop or service centre upon presentation by the customer:
 - a legibly and correctly completed warranty card with the sales stamp and the seller's signature,
 - a valid proof of purchase of the equipment with the date of sale / receipt, the goods claimed.
3. Any defects and damage discovered during the warranty period will be repaired free of charge within a maximum of 21 days from the date of delivery of the goods to the service.
4. In the case of the necessity to import parts, the repair period may be extended by the time necessary for their import, but not longer than 90 days.
5. The warranty does not cover:
 - mechanical damage and defects caused by them,
 - damages and defects resulting from improper use and storage,
 - improper assembly and maintenance,
 - damage and wear of components such as cables, straps, rubber parts, pedals, sponge grips, wheels, bearings, etc.
6. The warranty is void in the event of:
 - expiry date,
 - self-repair,
 - failure to observe the rules of correct operation.
7. Product returned for repair should be complete and clean. In the case of defects the service has the right to refuse acceptance for repair. If the product is delivered dirty, the service centre may refuse to accept it or clean it at the customer's expense with his written consent.
8. The warranty does not cover installation and maintenance work, which, according to the user manual, must be carried out by the user himself.
9. The guarantor also informs that it provides post-warranty service.
10. The goods should be protected for shipping.
11. In order to make use of the warranty, please follow the procedure on the website: <https://serwis.abisal.pl/>.

In case of non-conformity of the sold thing with the contract, the buyer is entitled by law to legal remedies from and at the expense of the seller. The guarantee does not affect such remedies.

THE EQUIPMENT IS NOT INTENDED FOR REHABILITATION AND THERAPY

NOTES ON THE COURSE OF REPAIRS

Item	Date of notification	Date of provision	Course of repairs	Signature of the recipient (shop, owner)

ZÁRUČNÍ LIST

Název produktu:.....

EAN kód:.....

Datum prodeje:.....

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Prodávající jménem Ručitele poskytuje záruku na území Polské republiky na dobu 24 měsíců od data prodeje.
2. Záruka bude uznána prodejnou nebo servisním střediskem po předložení zákazníkem:
 - čitelně a správně vyplněný záruční list s prodejním razítkem a podpisem prodávajícího,
 - platný doklad o koupi zařízení s datem prodeje/příjmu, reklamované zboží.
3. Veškeré závady a poškození zjištěné v záruční době budou bezplatně odstraněny nejpozději do 21 dnů ode dne doručení zboží do servisu.
4. V případě nutnosti dovozu dílů může být doba opravy prodloužena o dobu nutnou k jejich dovozu, nejdéle však o 90 dnů.
5. Záruka se nevztahuje na:
 - mechanická poškození a jimi způsobené závady,
 - poškození a závady vzniklé v důsledku nesprávného používání a skladování,
 - nesprávné montáže a údržby,
 - poškození a opotřebení součástí, jako jsou kabely, řemínky, gumové díly, pedály, houbové rukojeti, kola, ložiska atd.
6. Záruka zaniká v případě:
 - datum vypršení platnosti,
 - samoopravy,
 - nedodržení pravidel správného provozu.
7. Výrobek vrácený k opravě by měl být kompletní a čistý. V případě závad má servis právo odmítnout přijetí do opravy. Pokud je výrobek dodán znečištěný, může jej servisní středisko s písemným souhlasem zákazníka odmítnout přijmout nebo jej na jeho náklady vyčistit.
8. Záruka se nevztahuje na instalační a údržbářské práce, které si podle návodu k obsluze musí uživatel provádět sám.
9. Garant dále informuje, že poskytuje pozáruční servis.
10. Zboží by mělo být chráněno pro přepravu.
11. Pro uplatnění záruky postupujte podle postupu na internetových stránkách: <https://serwis.abisal.pl/>.

Pokud zboží neodpovídá smlouvě, má kupující ze zákona nárok na zajištění právní ochrany na náklady prodávajícího. Záruka nemá na tyto zákonné opravné prostředky vliv.

ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K POUŽITÍ PRO RAHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÉ ÚČELY.

UPOZORNĚNÍ O OPRAVĚ

Č.	Datum nahlášení	Datum vydání	Průběh oprav	Podpis příjemce (obchod, majitel)